

WhatsNext

Your Sample. Our Passion.

Angebote gültig vom
1. Februar bis 30. Juni 2024



Mehr unter
www.neolab.de

FOR MY LAB
neoLab[®]

Your Sample.
Our Passion.

Lösungen für Ihre
Herausforderungen im
Labor.

Innenseite

Neu und bald
erhältlich

Entdecken Sie
unsere aktuellsten
Produktinnovationen.

Rückseite

Ihre
Gewinnchance⁽¹⁾

Wie nachhaltig sind Sie
in Ihrem Labor?

Rückseite

Lösungen für Ihre Herausforderungen

Eppendorf Centrifuge 5425 R

Warum Sie es lieben werden

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Proben vor Aerosolen geschützt sind und erzielen Sie täglich optimale Trennergebnisse. Mit den aerosoldichten Rotoren bietet Eppendorf maximalen Schutz für Sie und Ihre Proben.



Sparen Sie **20 %** auf Ihren nächsten Kauf einer gekühlten oder ungekühlten Mikrozentrifuge 5425/5425 R und eines aerosoldichten Rotors mit 24 Plätzen.*

[Aktion ansehen](#)

Eppendorf SafeLock™ Tubes: Jetzt kaufen und **24 %** sparen*
[Aktion ansehen](#)

Eppendorf Centrifuge 5910 Ri

Warum Sie es lieben werden

Beschleunigen Sie die Flexibilität Ihrer Forschung dank zuverlässiger und reproduzierbarer Zentrifugierläufe. Eppendorf bietet Ihnen eine Zentrifuge mit intuitivem Bedienkomfort.



Sparen Sie **20 %** bei Ihrem nächsten Kauf dieses Paketes für große Volumen und/oder Rotor FA-6x250.*

[Aktion ansehen](#)

Eppendorf Deepwell plates: Jetzt kaufen und **24 %** sparen*
[Aktion ansehen](#)

Eppendorf ThermoMixer® C

Warum Sie es lieben werden

Verbessern Sie Ihre Assay-Ergebnisse durch gleichzeitiges Mischen und Inkubieren der Proben. Der Eppendorf ThermoMixer C verfügt über leicht austauschbare SmartBlocks für alle gängigen Laborgefäße und ermöglicht so eine Vielzahl von Anwendungen.



Ein **KOSTENLOSER** SmartBlock Ihrer Wahl⁽ⁱ⁾ beim Kauf eines Eppendorf ThermoMixer® C.*

⁽ⁱ⁾ ohne ThermoTop und SmartExtender

[Aktion ansehen](#)

Eppendorf SafeLock™ Tubes & Deepwell plates: Jetzt kaufen und **24 %** sparen*

Safe-Lock Tubes: [Aktion ansehen](#)

Deepwell plates: [Aktion ansehen](#)

Eppendorf Mastercycler® X40

Warum Sie es lieben werden

Die hervorragende Temperaturhomogenität des Aluminiumblocks in Kombination mit einem 12-Säulen-Gradienten ermöglicht präzise und zuverlässige PCR-Ergebnisse.



Sparen Sie **18 %** auf den Mastercycler® X40, bei dem Sie sich auf Ihre PCR-Ergebnisse verlassen können.*

[Aktion ansehen](#)

Eppendorf Research® plus

Warum Sie es lieben werden

Unübertroffene Kombination aus Präzision, ergonomischem Design und Vielseitigkeit, die Forschenden ein zuverlässiges und komfortables Pipettiergefühl bietet.



Sparen Sie **20 %** auf eine vollständig autoklavierbaren Pipette. Einkanal- und Mehrkanalvarianten verfügbar.*

[Aktion ansehen](#)

Eppendorf epT.I.P.S.®: Jetzt kaufen und **24 %** sparen*
[Aktion ansehen](#)


Centrifuge 5425 / 5425 R; including rotor FA24-2 — save 20%

	Ordering (EU)	Ordering (GB & IRE)
Centrifuge 5425 R G, refrigerated, with Rotor FA-24x2, keypad, 230 V/50 – 60 Hz	5406000119	5406000160
Centrifuge 5425 G, non-refrigerated, keypad, with aerosol-tight Rotor FA-24x2, 230V/50-60Hz	5405000115	5405000166
Centrifuge 5425 R G, refrigerated, with Rotor FA-24x2, rotary knobs, 230 V/50 – 60 Hz	5406000518	5406000569
Centrifuge 5425 G, non-refrigerated, rotary knobs, with aerosol-tight Rotor FA-24x2, 230V/50-60Hz	5405000514	5405000565


Centrifuge 5910 Ri — save 20%

	Ordering (EU)	Ordering (GB & IRE)
Centrifuge 5910 Ri G, refrigerated, with touchscreen interface, big volume harvest solution, with rotor S-4xUniversal incl. universal buckets, 1000 mL bottles and 1000 mL adapters, 230 V/50-60 Hz	5943000173	5943000181
FA-6x250 rotor for 6 x 250 mL tubes, incl. Eppendorf QuickLock® rotor cover, aerosol-tight	5895175007	5895175007


ThermoMixer® C + one FREE SmartBlock™ (from the selection below)

Bei der Bestellung eines ThermoMixer C können Sie zusätzlich einen SmartBlock KOSTENLOS hinzufügen. Nicht eingeschlossen: ThermoTop und SmartExtender.

ThermoMixer® C	Ordering (EU)	Ordering (GB & IRE)
Eppendorf SmartBlock™ 0.5 mL, thermoblock for 24 reaction vessels 0.5 mL, incl. Transfer Rack 0.5 mL	5382000015	5382000031
Eppendorf SmartBlock™ 1.5 mL, thermoblock for 24 reaction vessels 1.5 mL, incl. Transfer Rack 1.5 / 2.0 mL	5361000031	5361000031
Eppendorf SmartBlock™ 2.0 mL, thermoblock for 24 reaction vessels 2.0 mL, incl. Transfer Rack 1.5/2.0 mL 5362 000 035	5360000038	5360000038
Eppendorf SmartBlock™ 5 mL, thermoblock for 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 8 x 5.0 mL reaction vessels	5362000035	5362000035
Eppendorf SmartBlock™ 15 mL, thermoblock for 8 conical tubes 15 mL	5309000007	5309000007
Eppendorf SmartBlock™ 50 mL, thermoblock for 4 conical tubes 50 mL	5366000021	5366000021
Eppendorf SmartBlock™ cryo thaw, thermoblock for 24 cryo tubes, 1.5 mL – 2 mL, max. external diameter 12.7 mm, flat base	5365000028	5365000028
Eppendorf SmartBlock™ 12 mm, thermoblock for 24 reaction vessels, diameter up to 12 mm, height 35 mm – 76 mm	5318000001	5318000001
Eppendorf SmartBlock™ plates, thermoblock for microplates and Deepwell Plates, incl. lid	5364000024	5364000024
Eppendorf SmartBlock™ PCR 96, thermoblock for PCR plates 96, incl. lid	5363000039	5363000039
Eppendorf SmartBlock™ PCR 384, thermoblock for PCR plates 384, incl. lid	5306000006	5306000006
Eppendorf SmartBlock™ DWP 500, thermoblock for Eppendorf Deepwell Plates 96/500 µL, incl. lid	5307000000	5307000000
Eppendorf SmartBlock™ DWP 1000, thermoblock for Eppendorf Deepwell Plate 96/1,000 µL, incl. lid	5316000004	5316000004
	5310000002	5310000002


Mastercycler® X40 — save 18%

	Ordering (EU)	Ordering (GB & IRE)
Mastercycler® X40	6381000018	6381000042


Eppendorf Research® plus — save 20%

	Ordering (EU)	Ordering (GB & IRE)
Eppendorf Research® plus single-channel, variable 0.1 - 2.5 µL, dark gray, incl. epT.I.P.S.® box	3123000012	3123000012
Eppendorf Research® plus single-channel, variable 0.5 – 10 µL, medium gray incl. epT.I.P.S.® box	3123000020	3123000020
Eppendorf Research® plus single-channel, variable 2 - 20 µL, yellow, incl. epT.I.P.S.® box	3123000039	3123000039
Eppendorf Research® plus single-channel, variable 10 - 100 µL, yellow, incl. epT.I.P.S.® box	3123000047	3123000047
Eppendorf Research® plus single-channel, variable 20 - 200 µL, yellow incl. epT.I.P.S.® box	3123000055	3123000055
Eppendorf Research® plus single-channel, variable 100 - 1000 µL, blue incl. epT.I.P.S.® box	3123000063	3123000063
Eppendorf Research® plus single-channel, variable 0.5 - 5 mL, purple, incl. epT.I.P.S.® sample bag	3123000071	3123000071
Eppendorf Research® plus single-channel, variable 1 - 10 mL, turquoise, incl. epT.I.P.S.® sample bag	3123000080	3123000080
Eppendorf Research® plus single-channel, variable 2 - 20 µL, light gray incl. epT.I.P.S.® box	3123000098	3123000098
Eppendorf Research® plus single-channel, variable 30 - 300 µL, orange, incl. epT.I.P.S.® box	3123000101	3123000101
Eppendorf Research® plus single-channel, variable, 0.25 – 2.5 mL, red, incl. epT.I.P.S.® sample bag	3123000144	3123000144
Eppendorf Research® plus 8-channel, variable, 0.5 – 10 µL, medium gray	3125000010	3125000010
Eppendorf Research® plus 8-channel, variable, 10 - 100 µL, yellow	3125000036	3125000036
Eppendorf Research® plus 8-channel, variable, 30 - 300 µL, orange	3125000052	3125000052
Eppendorf Research® plus 8-channel, variable, 120 - 1.200 µL, dark green	3125000214	3125000214
Eppendorf Research® plus 12-channel, variable, 0.5 – 10 µL, medium gray	3125000028	3125000028
Eppendorf Research® plus 12-channel, variable, 10 - 100 µL, yellow	3125000044	3125000044
Eppendorf Research® plus 12-channel, variable, 30 - 300 µL, orange	3125000060	3125000060
Eppendorf Research® plus 12-channel, variable, 120 - 1.200 µL, dark green	3125000222	3125000222
Eppendorf Research® plus 16-channel, variable, 1 – 20 µL, light pink, incl. epT.I.P.S.® Box	3125000079	3125000079
Eppendorf Research® plus 16-channel, variable, 5 – 100 µL, light yellow, incl. epT.I.P.S.® Box	3125000095	3125000095
Eppendorf Research® plus 24-channel, variable, 1 – 20 µL, light pink, incl. epT.I.P.S.® Box	3125000087	3125000087
Eppendorf Research® plus 24-channel, variable, 5 – 100 µL, light yellow, incl. epT.I.P.S.® Box	3125000109	3125000109


ep Dualfilter T.I.P.S.® — save 24%

	Ordering (EU)	Ordering (GB & IRE)
ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean and sterile, 0.1 – 10 µL S, 34 mm, dark gray, 960 tips (10 racks x 96 tips)	0030078500	0030078500
ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean and sterile, 0.1 – 10 µL M, 40 mm, medium gray, 960 tips (10 racks x 96 tips)	0030078519	0030078519
ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean and sterile, 0.5 – 20 µL L, 46 mm, light gray, 960 tips (10 racks x 96 tips)	0030078527	0030078527
ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean and sterile, 2 – 20 µL, 53 mm, yellow, 960 tips (10 racks x 96 tips)	0030078535	0030078535
ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean and sterile, 2 – 100 µL, 53 mm, yellow, 960 tips (10 racks x 96 tips)	0030078543	0030078543
ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean and sterile, 2 – 200 µL, 55 mm, yellow, 960 tips (10 racks x 96 tips)	0030078551	0030078551
ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean and sterile, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, 960 tips (10 racks x 96 tips)	0030078560	0030078560
ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean and sterile, 50 – 1000 µL, 76 mm, blue, 960 tips (10 racks x 96 tips)	0030078578	0030078578
ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean and sterile, 0.25 – 2.5 mL, 115 mm, red, 240 tips (5 racks x 48 tips)	0030078586	0030078594
ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean and sterile, 50 – 1250 µL L, 103 mm, dark green, 480 tips (5 racks x 96 tips)	0030078594	0030078586
ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean and sterile, 0.1 – 5 mL, 120 mm, violet, 120 tips (5 racks x 24 tips)	0030078616	0030078616
ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean and sterile, 0.2 – 5 mL L, 175 mm, violet, 120 tips (5 racks x 24 tips)	0030078624	0030078624
ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean and sterile, 0,5-10ml, 100 tips individually wrapped	0030077598	0030077598


ep Dualfilter T.I.P.S.® 384 — save 24%

	Ordering (EU)	Ordering (GB & IRE)
ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean and sterile, 0.1 – 20 µL, 42 mm, rose, 3840 tips (10 racks x 384 tips)	0030078853	0030078853
ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean and sterile, 5 – 100 µL, 53 mm, yellow, 3840 tips (10 racks x 384 tips)	0030078861	0030078861



ep Dualfilter T.I.P.S.[®] SealMax — save 24%

	Ordering (EU)	Ordering (GB & IRE)
ep Dualfilter T.I.P.S. [®] SealMax, PCR clean and sterile, 0.1 – 10 µL, S, 34 mm, dark gray, 960 tips (10 racks x 96 tips)	0030078691	0030078691
ep Dualfilter T.I.P.S. [®] SealMax, PCR clean and sterile, 0.5 – 20 µL L, 46 mm, light gray, 960 tips (10 racks x 96 tips)	0030078705	0030078705
ep Dualfilter T.I.P.S. [®] SealMax, PCR clean and sterile, 2 – 100 µL, 53 mm, yellow, 960 tips (10 racks x 96 tips)	0030078713	0030078713
ep Dualfilter T.I.P.S. [®] SealMax, PCR clean and sterile, 2 – 200 µL, 55 mm, yellow, 960 tips (10 racks x 96 tips)	0030078721	0030078721
ep Dualfilter T.I.P.S. [®] SealMax, PCR clean and sterile, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, 960 tips (10 racks x 96 tips)	0030078730	0030078730
ep Dualfilter T.I.P.S. [®] SealMax, PCR clean and sterile, 50 – 1000 µL, 76 mm, blue, 960 tips (10 racks x 96 tips)	0030078748	0030078748



ep.T.I.P.S.[®] BioBased — save 24%

	Ordering (EU)	Ordering (GB & IRE)
ep Dualfilter T.I.P.S. [®] Reloads, BioBased, PCR clean and sterile, 0.1 – 10 µL M, 40 mm, medium gray, 960 tips (10 trays x 96 tips)	0030081030	0030081030
ep Dualfilter T.I.P.S. [®] Reloads, BioBased, PCR clean and sterile, 0.5 – 20µL L, 46 mm, light gray, 960 tips (10 trays x 96 tips)	0030081048	0030081048
ep Dualfilter T.I.P.S. [®] Reloads, BioBased, PCR clean and sterile, 2 – 20 µL, 53 mm, yellow, 960 tips (10 trays x 96 tips)	0030081056	0030081056
ep Dualfilter T.I.P.S. [®] Reloads, BioBased, PCR clean and sterile, 2 – 100 µL, 53 mm, yellow, 960 tips (10 trays x 96 tips)	0030081064	0030081064
ep Dualfilter T.I.P.S. [®] Reloads, BioBased, PCR clean and sterile, 2 – 200 µL, 55 mm, yellow, 960 tips (10 trays x 96 tips)	0030081072	0030081072
ep Dualfilter T.I.P.S. [®] Reloads, BioBased, PCR clean and sterile, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, 960 tips (10 trays x 96 tips)	0030081080	0030081080
ep Dualfilter T.I.P.S. [®] Reloads, BioBased, PCR clean and sterile, 50 – 1000 µL, 76 mm, blue, 960 tips (10 trays x 96 tips)	0030081099	0030081099
ep Dualfilter T.I.P.S. [®] Reloads, BioBased, PCR clean and sterile, 50 – 1250 µL L, 103 mm, dark green, 960 tips (10 trays x 96 tips)	0030081102	0030081102
ep Dualfilter T.I.P.S. [®] SealMax, Reloads, BioBased, Biopur, 0.5 – 20 µL L, 46 mm, light gray, 960 tips (10 trays x 96 tips)	0030081234	0030081234
ep Dualfilter T.I.P.S. [®] SealMax, Reloads, BioBased, Biopur, 2 – 100 µL, 53 mm, yellow, 960 tips (10 trays x 96 tips)	0030081242	0030081242
ep Dualfilter T.I.P.S. [®] SealMax, Reloads, BioBased, Biopur, 2 – 200 µL, 55 mm, yellow, 960 tips (10 trays x 96 tips)	0030081250	0030081250
ep Dualfilter T.I.P.S. [®] SealMax, Reloads, BioBased, Biopur, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, 960 tips (10 trays x 96 tips)	0030081269	0030081269
ep Dualfilter T.I.P.S. [®] SealMax, Reloads, BioBased, Biopur, 50 – 1000 µL, 76 mm, blue, 960 tips (10 trays x 96 tips)	0030081277	0030081277



Safe-Lock microtubes — save 24%

	Ordering (EU)	Ordering (GB & IRE)
Safe-Lock micro test tubes, 0.5 mL, colourless, 500 pcs.	0030121023	0030121023
Safe-Lock micro test-tubes 0.5 mL, yellow, 500 pcs.	0030121112	0030121112
Safe-Lock micro test tubes, 0.5 mL, red, 500 pcs.	0030121120	0030121120
Safe-Lock micro test tubes 0.5 mL, blue, 500 pcs.	0030121139	0030121139
Safe-Lock micro test tubes 0.5 mL, green, 500 pcs.	0030121147	0030121147
Safe-Lock micro test tubes, 0.5 mL, assortment, 500 pcs.	0030121708	0030121708
Safe-Lock Tubes 0.5 mL, Forensic DNA Grade, 500 pcs., 10 bags of 50 tubes each	0030123603	0030123603
Safe-Lock micro test tubes 0.5 mL, amber (light protection), 500 pcs.	0030121155	0030121155
Safe-Lock micro test tubes, 0.5 mL, PCR clean, colourless, 500 pcs.	0030123301	0030123301
Safe-Lock micro test tubes, 0.5 mL, Biopur, 50 pcs. individually sealed	0030121570	0030121570



Safe-Lock microtubes — save 24% (continued)

	Ordering (EU)	Ordering (GB & IRE)
Safe-Lock micro test tubes, 1.5 mL, colourless, 1000 pcs.	0030120086	0030120086
Safe-Lock micro test tubes 1.5 mL, yellow, 1000 pcs.	0030120159	0030120159
Safe-Lock micro test tubes 1.5 mL, red, 1000 pcs.	0030120167	0030120167
Safe-Lock micro test tubes 1.5 mL, blue, 1000 pcs.	0030120175	0030120175
Safe-Lock micro test tubes, 1.5 mL, green, 1000 pcs.	0030120183	0030120183
Safe-Lock micro test tubes, 1.5 mL, assortment, 1000 pcs.	0030121694	0030121694
Safe-Lock micro test tubes, 1.5 mL, Biopur, 100 pcs. individually sealed	0030121589	0030121589
Safe-Lock Tubes 1.5 mL, Forensic DNA Grade, 500 pcs., 10 bags of 50 tubes each	0030123611	0030123611
Safe-Lock micro test tubes, 1.5 mL, amber (light protection), 1000 pcs.	0030120191	0030120191
Safe-Lock micro test tubes, 1.5 mL, PCR clean, colourless, 1000 pcs.	0030123328	0030123328
Safe-Lock micro test tubes, 2.0 ml, colourless, 1000 pcs.	0030120094	0030120094
Safe-Lock micro test tubes, 2.0 ml, yellow, 1000 pcs.	0030120205	0030120205
Safe-Lock micro test tubes, 2.0 ml, red, 1000 pcs.	0030120213	0030120213
Safe-Lock micro test tubes, 2.0 mL blue, 1000 pcs.	0030120221	0030120221
Safe-Lock micro test tubes, 2.0 mL, green, 1000 pcs.	0030120230	0030120230
Safe-Lock micro test tubes 2.0 mL, assortment, 1000 pcs.	0030121686	0030121686
Safe-Lock micro test tubes, 2.0 mL, Biopur, 100 pcs. individually sealed	0030121597	0030121597
Safe-Lock Tubes 2.0 mL, Forensic DNA Grade, 500 pcs., 10 bags of 50 tubes each	0030123620	0030123620
Safe-Lock micro test tubes, 2.0 mL, amber (light protection), 1000 pcs.	0030120248	0030120248
Safe-Lock micro test tubes, 2.0 mL, PCR clean, colourless, 1000 pcs.	0030123344	0030123344



Deepwell plates — save 24%

	Ordering (EU)	Ordering (GB & IRE)
Deepwell plate 96/2000 µL, regular package, standard, white, 20 plates (5 bags of 4)	0030501306	0030501306
Deepwell plate 96/2000 µL, regular package, sterile, white, 20 plates (5 bags of 4)	0030502302	0030502302
Deepwell plate 96/2000 µL, regular package, standard, blue, 20 plates (5 bags of 4)	0030501349	0030501349
Deepwell plate 96/2000 µL, regular package, sterile, blue, 20 plates (5 bags of 4)	0030502345	0030502345
Deepwell plate 96/2000 µL, regular package, standard, yellow, 20 plates (5 bags of 4)	0030501314	0030501314
Deepwell plate 96/2000 µL, regular package, sterile, yellow, 20 plates (5 bags of 4)	0030502310	0030502310
Deepwell plate 96/2000 µL, regular package, standard, green, 20 plates (5 bags of 4)	0030501330	0030501330
Deepwell plate 96/2000 µL, regular package, sterile, green, 20 plates (5 bags of 4)	0030502337	0030502337
Deepwell plate 96/2000 µL, large package, standard, white, 80 plates (10 bags of 8)	0030505301	0030505301
Deepwell plate 96/1000 µL, large package, standard, white, 80 plates (10 bags of 8)	0030505204	0030505204
Deepwell plate 96/2000 µL, large package, sterile, white, 80 plates (10 bags of 8)	0030506308	0030506308
Deepwell plate 96/1000 µL, regular package, standard, white, 20 plates (5 bags of 4)	0030501209	0030501209
Deepwell plate 96/1000 µL, regular package, sterile, white, 20 plates (5 bags of 4)	0030502205	0030502205
Deepwell plate 96/1000 µL, regular package, standard, blue, 20 plates (5 bags of 4)	0030501241	0030501241
Deepwell plate 96/1000 µL, regular package, sterile, blue, 20 plates (5 bags of 4)	0030502248	0030502248
Deepwell plate 96/1000 µL, regular package, standard, yellow, 20 plates (5 bags of 4)	0030501217	0030501217
Deepwell plate 96/1000 µL, regular package, sterile, yellow, 20 plates (5 bags of 4)	0030502213	0030502213
Deepwell plate 96/1000 µL, regular package, standard, green, 20 plates (5 bags of 4)	0030501233	0030501233
Deepwell plate 96/1000 µL, regular package, sterile, green, 20 plates (5 bags of 4)	0030502230	0030502230
Deepwell plate 96/1000 µL, large package, sterile, white, 80 plates (10 bags of 8)	0030506200	0030506200



Deepwell plates — save 24% (continued)

Deepwell plate 96/500 µL, regular package, standard, white, 40 plates (5 bags of 8)
Deepwell plate 96/500 µL, regular package, sterile, white, 40 plates (5 bags of 8)
Deepwell plate 96/500 µL, regular package, standard, blue, 40 plates (5 bags of 8)
Deepwell plate 96/500 µL, regular package, sterile, blue, 40 plates (5 bags of 8)
Deepwell plate 96/500 µL, regular package, standard, yellow, 40 plates (5 bags of 8)
Deepwell plate 96/500 µL, regular package, sterile, yellow, 40 plates (5 bags of 8)
Deepwell plate 96/500 µL, regular package, sterile, green, 40 plates (5 bags of 8)
Deepwell plate 96/500 µL, regular package, standard, green, 40 plates (5 bags of 8)
Deepwell plate 96/500 µL, large package, standard, white, 120 plates (10 bags of 12)
Deepwell plate 96/500 µL, large package, sterile, white, 120 plates (10 bags of 12)
Deepwell plate 384/200 µL, regular package, standard, white, 40 plates (5 bags of 8)
Deepwell plate 384/200 µL, regular package, sterile, white, 40 plates (5 bags of 8)
Deepwell plate 384/200 µL, large package, standard, white, 120 plates (10 bags of 12)
Deepwell plate 384/200 µL, large package, sterile, white, 120 plates (10 bags of 12)

Ordering (EU)	Ordering (GB & IRE)
0030501101	0030501101
0030502108	0030502108
0030501144	0030501144
0030502140	0030502140
0030501110	0030501110
0030502116	0030502116
0030502132	0030502132
0030501136	0030501136
0030505107	0030505107
0030506103	0030506103
0030521102	0030521102
0030522109	0030522109
0030525108	0030525108
0030526104	0030526104



Deepwell plates DNA LoBind® — save 24%

Deepwell plate 96/1000 µL, regular package, DNA LoBind®, white, 20 plates (5 bags of 4)
Deepwell plate 96/1000 µL, regular package, DNA LoBind®, blue, 20 plates (5 bags of 4)
Deepwell plate 96/500 µL, regular package, DNA LoBind®, blue, 40 plates (5 bags of 8)
Deepwell plate 96/500 µL, regular package, DNA LoBind®, white, 40 plates (5 bags of 8)
Deepwell plate 96/500 µL, large package, DNA LoBind®, white, 120 plates (10 bags of 12)
Deepwell plate 384/200 µL, regular package, DNA LoBind®, white, 40 plates (5 bags of 8)
Deepwell plate 384/200 µL, large package, DNA LoBind®, white, 120 plates (10 bags of 12)
Deepwell plate 96/1000 µL, large package, DNA LoBind®, white, 80 plates (10 bags of 8)

Ordering (EU)	Ordering (GB & IRE)
0030503201	0030503201
0030503244	0030503244
0030503147	0030503147
0030503104	0030503104
0030507100	0030507100
0030523105	0030523105
0030527100	0030527100
0030507207	0030507207



Deepwell plates DNA Protein LoBind® — save 24%

Deepwell plate 96/2000 µL, regular package, Protein LoBind®, white, 20 plates (5 bags of 4)
Deepwell plate 96/1000 µL, regular package, Protein LoBind®, white, 20 plates (5 bags of 4)
Deepwell plate 96/1000 µL, regular package, Protein LoBind®, yellow, 20 plates (5 bags of 4)
Deepwell plate 96/1000 µL, large package, Protein LoBind®, white, 80 plates (10 bags of 8)
Deepwell plate 96/500 µL, regular package, Protein LoBind®, white, 40 plates (5 bags of 8)
Deepwell plate 96/500 µL, regular package, Protein LoBind®, yellow, 40 plates (5 bags of 8)
Deepwell plate 96/500 µL, large package, Protein LoBind®, white, 120 plates (10 bags of 12)
Deepwell plate 384/200 µL, regular package, Protein LoBind®, white, 40 plates (5 bags of 8)
Deepwell plate 384/200 µL, large package, Protein LoBind®, white, 120 plates (10 bags of 12)

Ordering (EU)	Ordering (GB & IRE)
0030504305	0030504305
0030504208	0030504208
0030504216	0030504216
0030508203	0030508203
0030504100	0030504100
0030504119	0030504119
0030508106	0030508106
0030524101	0030524101
0030528107	0030528107

Neu & bald erhältlich


Mit Ihrem Feedback und kontinuierlicher Innovation schaffen wir optimale Bedingungen und Lösungen für Ihre Forschung.

Welche Herausforderungen begegnen Ihnen im Labor? Unterstützen Sie uns dabei, innovativ zu bleiben, indem Sie uns Ihr Feedback geben. Nutzen Sie die Chance, einen limitierten Eppendorf-Kugelschreiber zu gewinnen.⁽²⁾



NEU — twin.tec® PCR Plates BioBased
Identische technische Leistung, reduzierter CO₂-Fußabdruck. Jetzt kaufen!

www.eppendorf.link/twintec-biobased



BALD ERHÄTLICH — epMotion® 96 Flex

Ein einfach zu bedienendes, ergonomisches 96-Well-Pipettiersystem. Registrieren Sie sich für weitere Informationen!

www.eppendorf.link/flex-up-your-team



BALD ERHÄTLICH — SafeCode mit SnapCap Deckel

Einfache Identifizierung der Proben und einhändige Bedienung.

www.eppendorf.com/safecode



Let's care together



Teilen Sie uns mit, welche umweltfreundlichen Praktiken Sie in Ihrem Labor planen oder bereits umgesetzt haben. Die drei besten Beiträge jedes Umwelttages werden wie folgt prämiert:⁽¹⁾

1. Erhalten Sie das „Eco Ambassador“-Laborkittelabzeichen — höchste Anerkennung in Ihrem Labor.
2. Gewinnen Sie Eco-Preise — die Gewinner werden am jeweiligen Tag bekanntgegeben.

www.eppendorf.link/letscaresetogether

Ihr lokaler Ansprechpartner

neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg, Germany

Telefon: +49 6221 8442 0

E-Mail: info@neolab.de



*Details zu den Aktionsangeboten: Angebote gültig vom 1. Februar bis 30. Juni 2024. Alle in dieser Veröffentlichung genannten Angebote sind abhängig von der Verfügbarkeit und gelten für Kunden im Europäischen Wirtschaftsraum, in der Europäischen Freihandelszone, in Albanien, Bosnien und Herzegowina, im Kosovo, in Montenegro, in Nordmazedonien, in Serbien und im Vereinigten Königreich. Eine detaillierte Liste ausgewählter Aktionsprodukte finden Sie unter www.eppendorf.com/promotions. In einer Bestellung können mehrere Aktionsangebote – begrenzt auf jeweils eine Aktion pro Artikel – kombiniert werden. Kann nicht auf eine frühere Bestellung angewendet werden. Keine Barauszahlung. Es können Versandkosten anfallen. Aktionscode für Angebote „WhatsNext2024“.

(1) „Eppendorfer Umwelttage“-Verlosung: Die Teilnahme ist in folgenden Zeiträumen gültig: 27. Februar - 12. März; 22. April - 6. Mai; 20. - 27. Mai; 5. - 19. Juni; 21. - 28. September; 5. - 19. Oktober. Beantworten Sie an diesen ausgewählten Terminen einfach die Gewinnspielfrage und geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, um teilzunehmen. Aus den Einsendungen, die während des jeweiligen Gewinnspielzeitraums eingehen, werden drei Gewinner ausgewählt. Besuchen Sie www.eppendorf.link/letscaresetogether, um teilzunehmen und die Teilnahmebedingungen für dieses Gewinnspiel einzusehen.

(2) „Your Sample. Our Passion“-Verlosung: Welche Herausforderung stellen sich Ihnen? Nehmen Sie an der Umfrage teil, geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, geben Sie Ihre Stimme ab und erhalten Sie die Chance, einen gravierten „Your Sample. Our Passion“-Pipettierstift von Eppendorf in limitierter Auflage zu gewinnen. Besuchen Sie www.eppendorf.com/yoursamplejourney, um an der Verlosung teilzunehmen und die Teilnahmebedingungen einzusehen.

Impressum. Herausgeber: Eppendorf SE, Barkhausenweg 1, 22339 Hamburg. E-Mail: om-marketing@eppendorf.de. Redaktion und Gestaltung: Eppendorf European Marketing Team. Druck: Redhill, Hillerød, Dänemark. Bildreferenz: Eppendorf SE.

Referenzen zu Markenzeichen: Eppendorf®, das Eppendorf-Markendesign, epMotion®, epT.I.P.S.®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf ThermoMixer®, Mastercycler® und twin.tec® sind eingetragene Marken der Eppendorf SE, Deutschland. Geschmacksmuster sind auf www.eppendorf.com/ip aufgeführt. Deutschland. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Grafiken und Bilder. Copyright © 2024 by Eppendorf SE.