

Gemeinsam
sind wir



FOR MY LAB
neoLab[®]

neoLab[®] EXKLUSIV



WIGGENS[®]

Laborpumpen Aktion

Die Pumpen von Wiggins bieten eine perfekte Kombination aus hoher Leistung, geringer Geräuschentwicklung und Wartungsfreundlichkeit - Ideal für den täglichen Gebrauch im Labor.



www.neolab.de/aktionen

Hier finden Sie eine Übersicht über alle neoLab Aktionen

Gemeinsam
sind wir



FOR MY LAB
neoLab®

WIGGENS® Laborpumpen Aktion

Art. Nr.	Wiggins® Membranpumpe	Preis	Angebot*
WI-0193	Membranpumpe C900E, Endvakuum: < 30mbar, max. Förderleistung: 95L/min	2.259,47 €	1.695,00 €
WI-0200	Frequenzgesteuerte Membranpumpe C960TEF, Endvakuum: < 2mbar, max. Förderleistung: 60L/min, integr. Controller	4.108,64 €	3.081,00 €
WI-1538	Membranpumpe C300, Endvakuum: 100mbar, max. Förderleistung: 22 L/min	739,11 €	554,00 €
WI-1539	Membranpumpe C400, Endvakuum: 120mbar, max. Förderleistung: 34L/min	1.071,70 €	804,00 €
WI-1540	Membranpumpe C410, Endvakuum: 13mbar, max. Förderleistung: 25L/min	1.071,70 €	804,00 €
WI-1541	Membranpumpe C510, Endvakuum: 8mbar, max. Förderleistung: 34L/min	1.751,88 €	1.314,00 €
WI-1543	Membranpumpe C610, Endvakuum: 2 - 4mbar, max. Förderleistung: 37L/min	2.010,21 €	1.508,00 €
WI-1590	Membranpumpe C960T, Endvakuum: < 30mbar, max. Förderleistung: 95L/min	2.905,28 €	2.179,00 €
Art. Nr.	Wiggins® Drehschieber-Vakuumpumpe	Preis	Angebot*
WI-1518	Drehschieber-Vakuumpumpe R-8SN, Endvakuum: 2.5-10-2mbar, max. Förderleistung: 120 L/min,	730,43 €	548,00 €
WI-1520	Drehschieber-Vakuumpumpe R-8D, Endvakuum: 4.0-10-4mbar, max. Förderleistung: 180L/min,	2.605,44 €	1.954,00 €
Art. Nr.	Wiggins® Kolbenvakuumpumpe	Preis	Angebot*
WI-1530	Kolbenvakuumpumpe V300, Ölfrei. Endvakuum: 100mbar, max. Förderleistung: 17L/min	267,80 €	201,00 €
WI-1531	Kolbenvakuumpumpe V400, Ölfrei. Endvakuum: 100mbar, max. Förderleistung: 34L/min	387,14 €	290,00 €
Art. Nr.	Wiggins® Pumpenstände	Preis	Angebot*
WI-1558	Pumpenstand zur Lösemittel-Rückgewinnung CSC610, Endvakuum: 2mbar, max. Förderleistung: 34L/min, mit Regler	5.940,59 €	4.455,00 €
WI-0204	Pumpenstand zur Lösemittel-Rückgewinnung CSC960T, Endvakuum: < 2mbar, max. Förderleistung: 60L/min, mit Regler	6.810,28 €	5.108,00 €

* Nur solange der Vorrat reicht, Aktion gültig bis 30.04.2025.