

easyChoice

Nr. 25.2

neoLab[®] EXKLUSIV

FOR MY LAB
neoLab[®]

eppendorf ThermoMixer[®] C + kostenloser SmartBlock

Beim Kauf eines Eppendorf ThermoMixer[®] C erhalten Sie einen SmartBlock[™] nach Wahl gratis dazu. Sparen Sie bis zu 1.064,- €!

Alle Aktionen finden Sie hier:
neolab.de/aktionen



eppendorf

Art. Nr.	Eppendorf ThermoMixer [®]	Preis	Angebot	+	1 SmartBlock gratis
VB-1809	Eppendorf ThermoMixer [®] C Grundgerät ohne Thermoblock	3.201,00 €	2.962,00 €		

Art. Nr.	Eppendorf SmartBlock [™]	Preis bei Einzelkauf
VB-1793	Thermoblock für 24x 1,5 ml	664,00 €
VB-1796	Thermoblock für 24x 2,0 ml	664,00 €
VB-3972	Thermoblock für 24 Cryo-Gefäße 1,5 ml - 2 ml	664,00 €
VB-1785	Thermoblock DWP 500 µL	825,00 €
VB-1784	Thermoblock DWP 1000 µL	825,00 €
VB-1795	Thermoblock für 24x 0,5 ml	664,00 €

VB-1782	Thermoblock für 8x 5,0 ml	664,00 €
VB-1805	Thermoblock für 8x 15 ml	664,00 €
VB-1804	Thermoblock für 4x 50 ml	664,00 €
VB-1798	Thermoblock Mikrotest- und Deepwellplatten	825,00 €
VB-1802	Thermoblock f. 24 Reaktionsgefäße Ø 11 mm - 11,9 mm	825,00 €
VB-1779	Thermoblock für PCR-Platten mit Deckel, PCR96	825,00 €
VB-1780	Thermoblock für PCR-Platten 384, incl. Lid, PCR384	825,00 €

Gültigkeit: 1. Mai – 31. August 2025. Alle Preise zzgl. MwSt.. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Lagerware verfügbar sol. der Vorrat reicht.

neoLab mit starken Partnern. In dieser Ausgabe:

Gemeinsam sind wir
Ge Ni Al



Benchtopergeräte

Wiggins® Laborrührer

Die Rührwerke der WOHS-Reihe setzen neue Maßstäbe für Misch- und Rühranwendungen. Entwickelt mit modernster Technologie und höchster Qualitätspräzision, erfüllen sie die strengsten Anforderungen.

- > Hervorragende Leistung
- > Einfache Bedienung
- > Vielseitige Varianten
- > Verschiedene Rührstangen



Wiggins® Ultraschallwasserbad

Die Millionen mikroskopisch kleiner Blasen entfernen Anhaftungen und Schmutz. Verunreinigungen werden effektiv beseitigt und Oberflächen schließlich schonend gereinigt.

- > Sanfte Reinigung
- > Verschiedene Kapazitäten
- > Heizfunktion (optional)
- > Kraftvoller 40 kHz Ultraschalltransducer
- > Einfache Entnahme der Reinigungsflüssigkeit



Art. Nr.	Wiggins® Laborrührer Paket, LED Disp	Preis	Angebot
WI-0772	Rührwerk WB2000-M (P1), inkl. Stativhalterung WI-0039, max. 2.000rpm/66Ncm, Knob contr, bürstenlos	580,00€	435,00 €
WI-0773	Rührwerk WB2000-M (P2), inkl. Stativhalterung WI-0039 & Schrägblattrührer WI-0040, max. 2.000rpm/66Ncm, Knob contr, bürstenlos	602,00€	449,00 €
WI-0774	Rührwerk WB2000-M (P3), inkl. Stativhalterung WI-0039 & PTFE Schraubenrührer WI-0041, max. 2.000rpm/66Ncm, Knob contr, bürstenlos	989,00€	739,00 €

Art. Nr.	WOHS Laborrührer Paket mit TFT Disp	Preis	Angebot
WI-0778	Paket WOHS-200 Pro inkl. Stativhalterung WI-1645 (P1), 2 Gänge, max. 3.000rpm / 339Ncm, bürstenlos	1.837,00€	1.379,00 €
WI-0779	Paket WOHS-200 Pro inkl. Stativhalterung WI-1645 & Schrägblattrührer WI-0040 (P2), 2 Gänge, max. 3.000rpm / 339Ncm, bürstenlos	1.866,00€	1.399,00 €
WI-0780	Paket WOHS-200 Pro inkl. Stativhalterung WI-1645 & PTFE Schraubenrührer WI-0041 (P3), 2 Gänge, max. 3.000rpm / 339Ncm, bürstenlos	2.457,00€	1.842,00 €
WI-1647	Paket WOHS-10 Pro inkl. Stativhalterung WI-0039 (P1), 1 Gang, max. 2.000rpm / 15Ncm, TFT Disp, bürstenlos	1.086,00€	814,00 €
WI-1648	Paket WOHS-10 Pro inkl. Stativhalterung WI-0039 & Schrägblattrührer WI-0040 (P2), 1 Gang, max. 2.000rpm / 15Ncm, TFT Disp, bürstenlos	1.115,00€	836,00 €
WI-1649	Paket WOHS-10 Pro inkl. Stativhalterung WI-0039 & PTFE Schraubenrührer WI-0041 (P3), 1 Gang, max. 2.000rpm / 15Ncm, TFT Disp, bürstenlos	1.495,00€	1.121,00 €

Art. Nr.	Ultraschallwasserbad	Preis	Angebot
WI-1361	UE03, Kapazität: 3L, ohne Heizfunktion	650,00€	489,00 €
WI-1362	UE06, Kapazität: 6L, ohne Heizfunktion	1.029,00€	771,00 €
WI-1363	UE10, Kapazität: 10L, ohne Heizfunktion	1.277,00€	957,00 €
WI-1364	UE15, Kapazität: 15L, ohne Heizfunktion	1.721,00€	1.289,00 €
WI-1365	UE22, Kapazität: 22L, ohne Heizfunktion	2.065,00€	1.549,00 €
WI-1366	UA03, Kapazität: 3L, mit Heizfunktion	912,00€	684,00 €
WI-1367	UA06, Kapazität: 6L, mit Heizfunktion	1.334,00€	999,00 €
WI-1368	UA10, Kapazität: 10L, mit Heizfunktion	1.627,00€	1.220,00 €
WI-1627	UA15, Kapazität: 15L, mit Heizfunktion	2.044,00€	1.533,00 €
WI-1369	UA22, Kapazität: 22L, mit Heizfunktion	2.450,00€	1.837,00 €





WIGGENS

THE MAGIC MOTION

Weitere reduzierte Rührblätter und Wasserbäder Zubehör unter:
neolab.de/markenshop/wiggins



Das Zeiss® Primover[®] Das perfekte Mikroskop für Ihre Zellkultur!

ZEISS® Mikroskop Primover[®] iLED

- › mit Auflicht-Fluoreszenz 470 nm
- › Durchlicht-Hellfeld
- › einheitlicher Phasenkontrast mit Objektiven
- › 4x, 10x Ph1, LD 20x Ph1, LD 40x Ph1
- › Kondensor 0,3
- › UV-Schutzplatte



Art. Nr.	Mikroskop Primover iLED	Preis	Angebot
CZ-0474	Mikroskop Primover iLED, Fluoreszenz	8.140,00 €	6.512,00 €

ZEISS® Mikroskop Primover

- › mit binokularem Fototubus für Durchlicht-Hellfeld und Phasenkontrast mit Objektiven
- › 4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1, LD 40x Ph2
- › Kondensor 0,4



Art. Nr.	Mikroskop Primover	Preis	Angebot
CZ-0530	Mikroskop Primover, 4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1, LD 40x Ph2, Kondensor 0,4	4.630,00 €	3.704,00 €

ZEISS® Mikroskop Primover

- › mit binokularem Tubus für Durchlicht-Hellfeld und Phasenkontrast mit Objektiven
- › 4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1
- › Kondensor 0,3



Art. Nr.	Mikroskop Primover	Preis	Angebot
CZ-0532	Mikroskop Primover, 4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1, Kondensor 0,3	3.228,00 €	2.582,00 €

ZEISS® Mikroskop Primover, Fototubus

- › 4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1, LD 40x Ph1
- › Kondensor 0,3
- › Axiocam 208 color



Art. Nr.	Mikroskop Primover	Preis	Angebot
CZ-0785	Mikroskop Primover, Fototubus, 4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1, LD 40x Ph1, Kondensor 0,3, Axiocam 208 color	6.349,01 €	5.079,00 €

ZEISS® Seeing beyond

In unterschiedlichsten Bereichen, von Medizintechnik und Mikroskopie, bis hin zu Ferngläsern und Planetarien, entwickelt ZEISS® qualitativ hochwertige und moderne Produkte, um Ihnen komfortable Arbeitsbedingungen zu schaffen. Wir bei neoLab arbeiten eng mit ZEISS® zusammen, um zu gewährleisten, dass Sie in Ihrem Labor die personalisierten Mikroskope erhalten, die Sie benötigen.

Alle ZEISS® Mikroskope und Zubehör mit Ihren Aktionspreisen finden Sie online unter: neolab.de/markenshop/zeiss



Bei Fragen wenden Sie sich an unseren Experten:

Dr. Eckart Zöllner

e.zoellner@neolab.de
+49 174 3378329

ZEISS Experte bei neoLab Migge GmbH



Mikroskopieren

ZEISS® Immersionöl

- > **Immersol 518 N:** für die Mikroskopie, halogenfrei
- > **Immersol 518 F:** Für die Fluoreszenz-Mikroskopie, halogenfrei, geringe Fluoreszenz.



Art. Nr.	Immersionöl	Preis	Angebot
CZ-0435	Immersol 518 N, 20 ml	-39,00 €	30,80 €
CZ-0436	Immersol 518 N, 100 ml	-117,00 €	92,40 €
CZ-0524	Immersol 518 F fluoreszenzfrei, 100 ml	-211,00 €	166,70 €
CZ-0525	Immersol 518 F fluoreszenzfrei, 20 ml	-61,00 €	48,00 €

neoLab® Wattestäbchen

Mit Wattekopf an einer Seite, für die Reinigung schlecht zugänglicher Stellen, aber auch für Abstriche in der Bakteriologie usw.

- > **VE: 100 Stück/ Pack**



Art. Nr.	Wattestäbchen	Preis	Angebot
2-1021	150 x 2,5 mm, Kopf 4-5,5 mm, Holzstiel	5,51 €	4,40 €
2-1017	150 x 2,5 mm, Kopf 4-5,5 mm, Stiel PP	5,53 €	4,40 €
2-1018	150 x 4 mm, Kopf 10-12 mm, Stiel PP	8,13 €	6,50 €
2-1019	150 x 2,2 mm, Kopf 4-5,5 mm, Steril, Holzstiel	14,55 €	11,60 €
2-1022	150 mm, Kopf 2 mm, Alu-Stiel	16,00 €	12,80 €

neoLabLine Linsenreinigungspapier

Zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen wie Linsen, Objektträgern, Küvetten, Deckgläsern usw.

- > **VE: 250 Blatt/ Verpackung**



Art. Nr.	Linsenreinigungspapier	Preis	Angebot
1-7218	10 x 13 cm	11,87 €	9,50 €

neoLab® Objektträger

Objektträger aus halbweißem Glas, verpackt in staubsicherer Kunststoffbox.

- > Dicke: 1 mm, Kanten geschnitten
- > **VE: 100 Stück/ Pack**



Art. Nr.	neoLab® Objektträger	Preis	Angebot
MD-1814	Mit Mattrand 76 x 26 mm,	6,10 €	4,90 €

Menzel Deckgläser eckig

- > Stärke I: 0,13 bis 0,17 mm
- > **VE: 100 St./Pack**



Art. Nr.	Deckgläser eckig	Preis	Angebot
MZ-0022	Deckgläser eckig, 18 x 18 mm	-2,59 €	2,10 €
MZ-0023	Deckgläser eckig, 20 x 20 mm	-3,47 €	2,80 €
MZ-0025	Deckgläser eckig, 22 x 22 mm	-3,83 €	3,10 €
MZ-0026	Deckgläser eckig, 24 x 24 mm	-4,77 €	3,80 €
MZ-0027	Deckgläser eckig, 24 x 32 mm	-6,27 €	5,00 €
MZ-0028	Deckgläser eckig, 24 x 46 mm	-7,90 €	6,30 €
MZ-0029	Deckgläser eckig, 24 x 50 mm	-8,76 €	7,00 €
MZ-0030	Deckgläser eckig, 24 x 60 mm	-10,11 €	8,00 €

Hecht® Deckgläser rund

- > Stärke 1
- > **VE: 100 St./Pack**



Art. Nr.	Deckgläser rund	Preis	Angebot
WQ-0683	Deckgläser rund, 3 mm Ø	-45,35 €	35,80 €
WQ-0684	Deckgläser rund, 5 mm Ø	-30,96 €	24,50 €
WQ-0685	Deckgläser rund, 8 mm Ø	-11,30 €	8,90 €
WQ-0686	Deckgläser rund, 10 mm Ø	-9,61 €	7,60 €
WQ-0687	Deckgläser rund, 12 mm Ø	-8,90 €	7,00 €
WQ-0688	Deckgläser rund, 13 mm Ø	-9,80 €	7,70 €
WQ-0689	Deckgläser rund, 14 mm Ø	-9,07 €	7,20 €
WQ-0690	Deckgläser rund, 15 mm Ø	-8,99 €	7,10 €
WQ-0691	Deckgläser rund, 17 mm Ø	-9,62 €	7,60 €
WQ-0692	Deckgläser rund, 18 mm Ø	-9,30 €	7,40 €
WQ-0693	Deckgläser rund, 20 mm Ø	-10,63 €	8,40 €
WQ-0694	Deckgläser rund, 22 mm Ø	-10,10 €	7,90 €
WQ-0695	Deckgläser rund, 24 mm Ø	-13,34 €	10,50 €
WQ-0696	Deckgläser rund, 25 mm Ø	-15,09 €	11,90 €
WQ-0697	Deckgläser rund, 30 mm Ø	-16,40 €	12,95 €

neoLab® Edelstahl-Gestell

Geeignet zum sauberen und schnellen Einfärben von Objektträgern der Standardgröße 76 x 26 mm.

> VE: 1 Stück/ Pack



Art. Nr.	Edelstahl-Gestell	Preis	Angebot
2-1971	Rund, für 24 Objektträger	93,60 €	74,90 €
2-1972	Rund, für 14 Objektträger	85,00 €	68,00 €

neoLabLine Objektträgerkästen

Durch Korkeinlage am Boden keine Beschädigung, mit Stülpdeckel.

- > für 25 Objektträger 76 x 26 mm.
- > Index-Verzeichnis im Deckel, stapelbar
- > VE: 1 Stück/ Pack



Art. Nr.	neoLabLine Objektträger-Kasten für 25 St.	Preis	Angebot
2-2335	Aus PS, grün	8,72 €	6,90 €
2-2336	Aus PS, rot	11,66 €	9,30 €
2-2338	Aus PS, blau	13,00 €	10,40 €

neoLabLine Objektträgerkästen

Spezial-Gefrierbox zum Einfrieren empfindlicher Präparate, die bei -20°C gelagert werden müssen. Stapelbar, staubdicht, autoklavierbar. Aus PC, temp.best. von -130°C bis +130°C.

> VE: 1 Stück/ Pack



Art. Nr.	Objektträger-Kasten für 50 Stück	Preis	Angebot
2-2200	Objektträger-Kasten aus PC, gelb	10,94 €	8,70 €
2-2315	Objektträger-Kasten, PS, weiß	9,30 €	7,50 €
2-2345	Objektträger-Kasten, PS, gelb	9,24 €	7,40 €
2-2346	Objektträger-Kasten, PS, blau	9,30 €	7,40 €
2-2347	Objektträger-Kasten, PS, grün	9,30 €	7,40 €
2-2348	Objektträger-Kasten, PS, rot	9,30 €	7,40 €

neoLabLine Objektträgerkästen

Objektträger-Kästen mit Verschluss-Clip. Durch Korkeinlage am Boden keine Beschädigung, mit Klappscharnier. Index-Verzeichnis im Deckel, stapelbar.

> VE: 1 Stück/ Pack



Art. Nr.	Objektträger-Kasten für 100 Stück	Preis	Angebot
2-2435	Objektträger-Kasten, ABS, grün	11,25 €	9,00 €
2-2436	Objektträger-Kasten, ABS, rot	11,25 €	9,00 €
2-2437	Objektträger-Kasten, ABS, gelb	11,25 €	9,00 €
2-2438	Objektträger-Kasten, ABS, blau	11,25 €	9,00 €



eppendorf TO GO!

Attraktive Rabatte auf ausgewählte Eppendorf® Artikel. Ab Lager direkt lieferbar. Schnell zugreifen, solange der Vorrat reicht!

Aktuell verfügbare Aktionsprodukte auf:
neolab.de/aktionen/eppendorf-to-go

**Direkt
lieferbar**



A star is born...

Mit der außergewöhnlichen Kombination aus Spitzenqualität, Nachhaltigkeit und einem beispiellosen Preis-Leistungs-Verhältnis setzt der Newcomer Borostar neue Maßstäbe und verwandelt unscheinbare Glasgefäße zu echten Stars in Ihrem Labor – die nahezu alles mitmachen.

- **Material:** Borosilikatglas 3.3 für chemische Beständigkeit und thermische Anwendungen
- **Transparent:** Klare Sicht auf den Inhalt
- **Graduierung:** Eingravierte Skala für exaktes Abmessen
- **Schriftfeld:** Beschriftbares Feld zur eindeutigen Kennzeichnung und Vermeidung von Verwechslungen

Bechergläser

Das Borostar Becherglas ideale Laborgefäß für präzise und sichere Arbeiten.

- Hohe oder niedrige Form
- Ausguss: Präziser und sauberer Flüssigkeitstransfer



Art. Nr.	Borostar Becherglas (Boro 3.3) niedrige Form mit Graduierung und Ausguss	Preis	Angebot
BO-0005	Becherglas, 25 ml	-1,54 €	1,15 €
BO-0006	Becherglas, 50 ml	-1,88 €	1,40 €
BO-0007	Becherglas, 100 ml	-1,99 €	1,50 €
BO-0008	Becherglas, 150 ml	-2,29 €	1,70 €
BO-0009	Becherglas, 250 ml	-3,06 €	2,30 €
BO-0010	Becherglas, 400 ml	-4,38 €	3,30 €
BO-0011	Becherglas, 600 ml	-4,46 €	3,35 €
BO-0012	Becherglas, 800 ml	-6,23 €	4,60 €
BO-0013	Becherglas, 1000 ml	-8,61 €	6,50 €
BO-0014	Becherglas, 2000 ml	-13,08 €	9,80 €
Art. Nr.	Borostar Becherglas (Boro 3.3) hohe Form mit Graduierung und Ausguss	Preis	Angebot
BO-0015	Becherglas, 50 ml	-1,88 €	1,40 €
BO-0016	Becherglas, 100 ml	-2,25 €	1,70 €
BO-0017	Becherglas, 150 ml	-2,40 €	1,80 €
BO-0018	Becherglas, 250 ml	-2,85 €	2,15 €
BO-0019	Becherglas, 400 ml	-4,08 €	3,10 €
BO-0020	Becherglas, 600 ml	-4,58 €	3,40 €
BO-0021	Becherglas, 800 ml	-7,02 €	5,30 €
BO-0022	Becherglas, 1000 ml	-8,43 €	6,30 €

Laborflaschen

Diese Flaschen sind besonders geeignet für die Aufbewahrung, den Transport und das Erhitzen von Flüssigkeiten.



Art. Nr.	Borostar Laborflasche (Boro 3.3) mit Schraubkappe und Ausgießring PP	Preis	Angebot
BO-0001	Laborflasche, GL45, blau, 100 ml	-3,75 €	2,80 €
BO-0002	Laborflasche, GL45, blau, 250 ml	-4,55 €	3,40 €
BO-0003	Laborflasche, GL45, blau, 500 ml	-6,48 €	4,85 €
BO-0004	Laborflasche, GL45, blau, 1000 ml	-8,80 €	6,60 €

Erlenmeyerkolben

Die spezielle Form sorgt dafür, dass die Proben gut durchmischt werden können und erleichtert die Kontrolle der Verdampfung.

- eng- oder weithalsig



Art. Nr.	Borostar Erlenmeyerkolben (Boro 3.3) mit Graduierung, enghalsig	Preis	Angebot
BO-0023	Erlenmeyerkolben, 100 ml	-3,08 €	2,30 €
BO-0024	Erlenmeyerkolben, 250 ml	-3,71 €	2,80 €
BO-0025	Erlenmeyerkolben, 300 ml	-5,10 €	3,80 €
BO-0026	Erlenmeyerkolben, 500 ml	-4,91 €	3,70 €
BO-0027	Erlenmeyerkolben, 1000 ml	-8,10 €	6,10 €
Art. Nr.	Borostar Erlenmeyerkolben (Boro 3.3) mit Graduierung, weithalsig	Preis	Angebot
BO-0028	Erlenmeyerkolben, 25 ml	-3,00 €	2,25 €
BO-0029	Erlenmeyerkolben, 50 ml	-3,27 €	2,50 €
BO-0030	Erlenmeyerkolben, 100 ml	-3,60 €	2,70 €
BO-0031	Erlenmeyerkolben, 250 ml	-3,94 €	2,90 €
BO-0032	Erlenmeyerkolben, 300 ml	-6,42 €	4,80 €
BO-0033	Erlenmeyerkolben, 500 ml	-5,14 €	3,90 €
BO-0034	Erlenmeyerkolben, 1000 ml	-8,10 €	6,10 €



Überzeugen Sie sich selbst und entdecken Sie, warum Gläser von Borostar in Zukunft die erste Wahl für Ihr Labor sein werden.

neolab.de/markenshop/borostar



Beim Kauf eines Triopack Acura® manual 825 erhalten Sie eine Acura® manual 825 Einkanalpipette (Art.Nr. SR-0079 bis SR-0086) GRATIS dazu.

Socorex Triopack Acura® manual 825

Pipetten-Pakete für eine breite Auswahl an Volumenkombinationen für alle Ansprüche in Forschungs- und Routinebereichen.

- Preisgünstige Alternative zum Einzelkauf.
- 3 Pipetten pro Set

Art. Nr.	Triopack Acura® manual 825	Preis
SR-0087	Socorex Triopack O - 3x Acura® manual 825 Labor Mikropipetten ➤ 0,5 - 10 µl ➤ 10 - 100 µl ➤ 100 - 1000 µl	736,50 €
SR-0472	Socorex Triopack P - 3x Acura® manual 825 Mikroliterpipetten ➤ 1-10Y µl ➤ 10-100 µl ➤ 100-1000 µl	719,50 €
SR-0473	Socorex Triopack S - 3x Acura® manual 825 Labor Mikropipetten ➤ 2 - 20 µl ➤ 20 - 200 µl ➤ 100 - 1000 µl	719,50 €

Socorex Twister™ universal 336

Pipettenständer für sechs Pipetten der meisten Marken, bietet er ein ideales Abstellungskonzept für jedes Labor. Die sanfte Achsendrehung um 360° ermöglicht einen raschen Zugriff auf jedes Instrument. Einfache Demontage und Wartung.



Art. Nr.	Socorex Twister™	Preis	Angebot
SR-0401	Pipettenständer für sechs Pipetten	-122,30 €	95,00 €

Socorex Acura® manual 825 Einkanalpipetten

Sie ist mit einem Präzisions-Einstell-Mechanismus ausgestattet und bis zu einer sehr feinen Auflösung der Volumen fortlaufend regulierbar.

- Vortreffliche **Ergonomie** sowie **sanfte Betätigung** aller Funktionen
- Regulierbarer Abwurf (Socorex patentiert) für die gängigsten Spitzen
- Unübertroffene **Leistungsdaten** und **Dauerhaftigkeit**
- Integriertes In-Lab **Kalibrierungssystem**
- **Swift-Set** (Socorex patentiert)
- Schock- und UV-Lichtbeständig, **autoklavierbar**
- **CE bescheinigt** IVD 98/79 E
- Drei Jahre **Garantie**

Art. Nr.	Manual 825 Einkanalpipetten	Preis beim Einzelkauf
SR-0079	Labor Mikropipette, Volumen 0,1-2 µl	284,50 €
SR-0080	Labor Mikropipette, Volumen 0,5-10 µl	284,50 €
SR-0081	Labor Mikropipette, Volumen 1-10 µl	267,00 €
SR-0082	Labor Mikropipette, Volumen 2-20 µl	267,00 €
SR-0083	Labor Mikropipette, Volumen 5-50 µl	267,00 €
SR-0084	Labor Mikropipette, Volumen 10-100 µl	267,00 €
SR-0085	Labor Mikropipette, Volumen 20-200 µl	267,00 €
SR-0086	Labor Mikropipette, Volumen 100-1000µl	267,00 €

neoLabLine neoFlex Labortischaufsatz

neoFlex: Ergonomischer Labortischaufsatz für optimale Arbeitsbedingungen
 In modernen Laboren spielt Ergonomie eine entscheidende Rolle, insbesondere bei der Durchführung präziser Liquid Handling Aufgaben. Die Arbeitshöhe hat dabei einen maßgeblichen Einfluss auf die Effizienz und Gesundheit der Mitarbeitenden.

- Breite 79 cm, Höhe 4 bis 40 cm, Tiefe 54 cm

Art. Nr.	Labortischaufsatz	Preis	Angebot
7-0060	neoFlex Labortischaufsatz belastbar bis 10 kg	225,00 €	149,00 €



BRAND. For lab. For life.®



BRAND® Reaktionsgefäße

Reaktionsgefäße von BRAND sind nachweislich frei von RNase, DNA, Endotoxinen sowie PCR-Inhibitoren. Diese Produktqualität bietet optimale Voraussetzungen für den Einsatz im Rahmen einer PCR.

- > **Deckelmembran hochtransparent und gut durchstechbar**
- > **Dicht schließende und leicht zu öffnende Deckel**
- > **Hochreines Polypropylen, frei von PCR-Inhibitoren**

> **VE: 500 St./ Pack oder 1000 St./ Pack**



Art. Nr.	Brand® Reaktionsgefäße 500 Stück	Preis	Angebot
BN-2178	Aus PP 0,5 ml mit Standring, ungraduiert	-181,58 €	127,11 €
BN-2179	Aus PP 1,5 ml mit Standring, graduiert	-181,58 €	127,11 €
BN-2180	Aus PP 1,5 ml ohne Standring, graduiert	-181,58 €	127,11 €
BN-2181	Aus PP 2,0 ml mit Standring, graduiert	-181,58 €	127,11 €
BN-2182	Aus PP 2,0 ml ohne Standring, graduiert	-181,58 €	127,11 €
BN-2183	0,5 ml, mit Standring, steril, ungraduiert	-248,55 €	173,99 €
BN-2184	1,5 ml, mit Standring, steril, graduiert	-248,55 €	173,99 €
BN-2185	1,5 ml, ohne Standring, steril, graduiert	-248,55 €	173,99 €
BN-2186	2,0 ml, mit Standring, steril, graduiert	-248,55 €	173,99 €
BN-2187	2,0 ml, ohne Standring, steril graduiert	-248,55 €	173,99 €

Art. Nr.	Brand® Reaktionsgefäße 1000 Stück	Preis	Angebot
BN-2188	Aus PP ohne Schraubdeckel 0,5 ml, mit Standring, unsteril, ungraduiert	-104,65 €	73,26 €
BN-2189	Aus PP ohne Schraubdeckel 1,5 ml, mit Standring, unsteril, ungraduiert	-104,65 €	73,26 €
BN-2190	Aus PP ohne Schraubdeckel 1,5 ml, ohne Standring, unsteril ungraduiert	-104,65 €	73,26 €
BN-2191	Aus PP ohne Schraubdeckel 2,0 ml, mit Standring, unsteril, ungraduiert	-104,65 €	73,26 €
BN-2192	Aus PP ohne Schraubdeckel 2,0 ml, ohne Standring, unsteril ungraduiert	-104,65 €	73,26 €
BN-2168	Aus PP, 0,5 ml, transparent, ohne Deckel, mit Standring, ungraduiert	-111,15 €	77,81 €
BN-2169	Aus PP, 1,5 ml, transparent, ohne Deckel, mit Standring, graduiert	-111,15 €	77,81 €
BN-2170	Aus PP, 1,5 ml, transparent, ohne Deckel, ohne Standring, graduiert	-111,15 €	77,81 €
BN-2171	Aus PP, 2 ml, transparent, ohne Deckel, mit Standring, graduiert	-111,15 €	77,81 €
BN-2172	Aus PP, 2 ml, transparent, ohne Deckel, ohne Standring, graduiert	-111,15 €	77,81 €
BN-2153	0,5 ml mit Standring unsteril, ungraduiert	-141,80 €	99,26 €
BN-2154	1,5 ml mit Standring unsteril, ungraduiert	-141,80 €	99,26 €
BN-2155	1,5 ml ohne Standring unsteril, ungraduiert	-141,80 €	99,26 €
BN-2156	2,0 ml mit Standring unsteril, ungraduiert	-141,80 €	99,26 €
BN-2157	2,0 ml ohne Standring unsteril, ungraduiert	-141,80 €	99,26 €
BN-2158	0,5 ml, mit Standring, mit Silikondichtung, unsteril, ungraduiert	-218,40 €	152,88 €
BN-2159	1,5 ml, mit Standring, mit Silikondichtung, unsteril, graduiert	-218,40 €	152,88 €
BN-2160	1,5 ml, ohne Standring, mit Silikondichtung, unsteril, graduiert	-218,40 €	152,88 €
BN-2161	2,0 ml, mit Standring, mit Silikondichtung, unsteril, graduiert	-218,40 €	152,88 €
BN-2162	2,0 ml, ohne Standring, mit Silikondichtung, unsteril, graduiert	-218,40 €	152,88 €

BRAND® Schraubverschlüsse

Schraubverschlüsse mit Silikondichtung und Verschluss-Sicherung aus PP. Einsatzbereich: -196°C bis +121°C. Die Silikondichtung ermöglicht auch eine Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff.



> **VE: 1000 Stück/ Pack**

Art. Nr.	Schraubverschlüsse, Verschluss-Sicherung	Preis	Angebot
BN-2193	Transparent, unsteril	275,40 €	192,78 €
BN-2194	Blau, unsteril	275,40 €	192,78 €
BN-2195	Grün, unsteril	275,40 €	192,78 €
BN-2196	Lila, unsteril	275,40 €	192,78 €
BN-2197	Rot, unsteril	275,40 €	192,78 €
BN-2198	Gelb, unsteril	275,40 €	192,78 €

BRAND® Schraubverschlüsse

Aus PP mit Silikondichtung; dadurch auch für die Lagerung in flüssigem Stickstoff geeignet.



> **Schraubdeckel VE: 1000 Stück/ Pack**
> **Deckeleinsätze VE: 500 Stück**

Art. Nr.	Schraubdeckel für Reaktionsgefäße mit Außengewinde	Preis	Angebot
BN-2173	Weiß unsteril temp.best. -196 bis 121°C	123,15 €	86,21 €
BN-2174	Blau, unsteril temp.best. -196 bis 121°C	123,15 €	86,21 €
BN-2175	Rot, unsteril temp.best. -196 bis 121°C	123,15 €	86,21 €
BN-2176	Grün, unsteril temp.best. -196 bis 121°C	123,15 €	86,21 €
BN-2177	Gelb, unsteril temp.best. -196 bis 121°C	123,15 €	86,21 €

Art. Nr.	Deckeleinsätze	Preis	Angebot
BN-2163	zur Farbcodierung, weiß	19,25 €	13,50 €
BN-2164	zur Farbcodierung, blau	19,25 €	13,50 €
BN-2165	zur Farbcodierung, rot	19,25 €	13,50 €
BN-2167	zur Farbcodierung, gelb	19,25 €	13,50 €
BN-2166	Aus PP, für Deckel ohne Originalitätsverschluss, grün	19,25 €	13,50 €

neoLabLine Reaktionsgefäßständer

Er ist praktisch und schick zugleich. Erhältlich in verschiedenen Farben (blau, gelb, grün, rot) und gefertigt aus widerstandsfähigem Polypropylen ist der neoLab Reaktionsgefäßständer von -90°C bis +120°C temperaturbeständig und autoklavierbar.




> **VE: 1 Stück/ Pack**

Art. Nr.	neoLabLine Reaktionsgefäßständer	Preis	Angebot
2-1973	Reaktionsgefäßständer, blau PP, 2 x 10 Gefäße 1.5/2.0 ml	10,00 €	8,00 €
2-1975	Reaktionsgefäßständer, rot PP, 2 x 10 Gefäße 1.5/2.0 ml	10,00 €	8,00 €
2-1976	Reaktionsgefäßständer, grün PP, 2 x 10 Gefäße 1.5/2.0 ml	10,00 €	8,00 €
2-1969	Reaktionsgefäßständer, gelb PP, 2 x 10 Gefäße 1.5/2.0 ml	10,00 €	8,00 €

neoLabLine Top-Rack für 80 Reaktionsgefäße 1,5 ml

Mit 80 numerisch gekennzeichneten Plätzen für Reaktionsgefäße 1,5 und 2,0 ml. Polypropylen, autoklavierbar



> **VE: 1 Stück/ Pack**

Art. Nr.	neoLabLine Top-Rack für 80 Reaktionsgefäße	Preis	Angebot
2-2560	Top-Rack 1,5 ml, gelb	6,52 €	5,20 €
2-2561	Top-Rack 1,5 ml, orange	6,52 €	5,20 €
2-2562	Top-Rack 1,5 ml, rot	6,52 €	5,20 €
2-2563	Top-Rack 1,5 ml, violett	6,52 €	5,20 €
2-2564	Top-Rack 1,5 ml, blau	6,52 €	5,20 €
2-2565	Top-Rack 1,5 ml, grün	6,52 €	5,20 €
2-2566	Top-Rack 1,5 ml, transparent	6,52 €	5,20 €

Mikrobiologie und Molekularbiologie

Artikel	Menge	Listenpreis	Aktionspreis	Artikelnummer
Agar für die Mikrobiologie	500 g	80,90€	50,05 €	1182GR500
Agar reinst EP (pharma grade)	100 g	34,10€	20,00 €	LC-10426.1
Agarose High Resolution für die Molekularbiologie	500 G	1.599,20€	898,00 €	2172GR500
Agarose Low EEO für die Molekularbiologie	500 g	598,00€	397,50 €	1057GR500
Albumin Fraktion V (pH 7,0) für die Molekularbiologie	100 g	215,30€	99,95 €	1126GR100
EDTA für die Molekularbiologie	500 g	60,00€	37,12 €	1340GR500
LB Agar - Pulver nach Miller für die Molekularbiologie	500 g	81,80€	53,00 €	1321GR500
LB Medium nach Lennox, granuliert für die Molekularbiologie	500 g	99,00€	53,00 €	2443GR500
Stärke aus Kartoffeln, löslich reinst	500 g	35,35€	19,50 €	LC-10128.2
Tris - Hydrochlorid für die Molekularbiologie	250 g	74,80€	35,35 €	1328GR250
Tris für die Molekularbiologie	1 kg	138,00€	50,00 €	1115KG001
X-Gal für die Molekularbiologie	1 g	124,70€	77,00 €	1168GR001



Antibiotika

Artikel	Menge	Listenpreis	Aktionspreis	Artikelnummer
Ampicillin - Natriumsalz reinst EP (pharma grade)	100 g	189,00€	99,95 €	LC-10450.1
Chloramphenicol reinst EP (pharma grade)	100 g	72,50€	45,45 €	LC-10303.1
Kanamycinsulfat reinst EP (pharma grade)	5 g	45,45€	19,00 €	LC-11155.1
Penicillin G - Kaliumsalz reinst EP (pharma grade)	100 g	110,30€	67,00 €	LC-10638.1

neofroxx®
For a greener laboratory

Enzyme


Artikel	Menge	Listenpreis	Aktionspreis	Artikelnummer
DNase I für die Molekularbiologie	100 mg	87,50€	66,66 €	1121MG100
Lysozym für die Molekularbiologie	10 g	278,00€	159,45 €	1256GR010
Proteinase K - Lösung (20 mg/ml) für die Molekularbiologie	10 ml	254,10€	157,30 €	1151ML010
Proteinase K rekombinant für die Molekularbiologie	100 mg	93,50€	57,85 €	2114MG100
RNase A (DNase-frei) für die Molekularbiologie	50 mg	75,60€	46,80 €	1263MG050

XXprep Kits

Artikel	Menge	Listenpreis	Aktionspreis	Artikelnummer
XXprep Kit für DNA-Fragmente (aus PCR-Reaktionen & Agarosegelen)	250 Rkt	454,30€	350,00 €	5482RC250
XXprep Kit für genomische DNA (aus Blut, Gewebe, Zellen, Bakterien)	250 Rkt	595,60€	465,00 €	2710RC250
XXprep Kit für Gesamt-RNA (aus Gewebe, Zellen, Bakterien)	250 Rkt	1.066,10€	823,00 €	6780RC250
XXprep Kit für Plasmid-DNA	250 Rkt	352,10€	262,50 €	4427RC250

HiVeg™ - Für Dein grüneres Labor

Artikel	Menge	Listenpreis	Aktionspreis	Artikelnummer
Alternative Thioglycollate HiVeg™ Medium (Thioglycollate HiVeg™ Broth, Alternative)	500 g	-40,80€	28,28 €	MV010-500G
BHI Agar, HiVeg™	500 g	-62,80€	43,44 €	MV211-500G
Lactic Bacteria Differential HiVeg™ Agar	500 g	-82,40€	57,23 €	MV1087-500G
Lactobacillus MRS HiVeg™ Agar (MRS HiVeg™ Agar)	100 g	-30,40€	21,08 €	MV641-100G
Lactobacillus MRS HiVeg™ Broth (MRS HiVeg™ Broth)	500 g	-76,20€	53,00 €	MV369-500G
Listeria Selective HiVeg™ Agar (Twin pack)	500 g	-85,80€	59,70 €	MV567-500G
Luria Bertani HiVeg™ Agar, Miller, granulated	500 g	-93,40€	64,98 €	GMV1151-500G
Luria Bertani HiVeg™ Broth, Miller, granulated	500 g	-88,10€	61,28 €	GMV1245-500G
Sabouraud Dextrose HiVeg™ Agar	500 g	-62,80€	43,44 €	MV063-500G
Soyabean HiVeg™ Medium, granulated (Tryptone Soya HiVeg™ Broth granulated)	500 g	-47,40€	33,00 €	GMV011-500G
Violet Red HiVeg™ Agar	500 g	-62,80€	43,44 €	MV049-500G



Endotoxinfreie Substanzen

Artikel	Menge	Listenpreis	Aktionspreis	Artikelnummer
Albumin Fraktion V (pH 7,0) niedriger Endotoxingehalt für die Zellbiologie	100 g	-907,20€	561,60 €	4240GR100
D(-)-Mannit endotoxinarm EP, BP, USP (pharma grade)	1 kg	-158,00€	59,95 €	LC-10268.1
D(+)-Saccharose endotoxinarm reinst EP, BP, ChP, JP, NF (pharma grade)	1 kg	-52,00€	32,00 €	LC-10354.2
D(+)-Trehalose - Dihydrat endotoxinarm für die Biochemie	100 g	-192,60€	119,00 €	1145GR100
D(+)-Trehalose - Dihydrat endotoxinarm reinst EP (pharma grade)	250 g	-308,50€	190,97 €	LC-10050.1
Natriumacetat - Trihydrat reinst EP, endotoxinarm (pharma grade)	5 kg	-100,80€	70,00 €	LC-10371.1
tri-Natriumcitrat - Dihydrat endotoxingetestet reinst EP, USP (pharma grade)	1 kg	-38,70€	24,25 €	LC-10245.1
Tris - Hydrochlorid 99 % endotoxinarm reinst	1 kg	-223,20€	60,00 €	LC-10437.2

Serumersatz durch Humanes Plättchenlysat

Artikel	Menge	Listenpreis	Aktionspreis	Artikelnummer
Humanes Plättchenlysat (US) Fibrinogen-depleted, Premiumqualität für die Zellbiologie	50 ml	-254,80€	210,00 €	2319ML050
Humanes Plättchenlysat Fibrinogen-depleted & gammabestrahlt, GMP grade für die Zellbiologie	50 ml	-458,10€	378,00 €	2322ML050
Humanes Plättchenlysat Fibrinogen-depleted, GMP grade für die Zellbiologie	50 ml	-334,60€	272,00 €	2320ML050

Farbstoffe & Färbemittel

Artikel	Menge	Listenpreis	Aktionspreis	Artikelnummer
DAPI für die Molekularbiologie	5 mg	-40,20€	26,00 €	1322MG005
Eosin B (C.I. 45400) für die Biochemie	100 g	-83,90€	55,55 €	1435GR100
Giemsa - Färbelösung für die Mikroskopie	500 ml	-34,70€	21,45 €	1092ML500
Kristallviolett (C.I. 42555) zur Analyse	25 g	-51,50€	33,33 €	LC-7034.2
Midori DNA - Farbstoff (grün) für die Molekularbiologie	1 ml	-247,50€	153,00 €	1411ML001



Gemeinsam
sind wir



FOR MY LAB
neoLab[®]

Nachhaltigkeit beginnt hier!

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Labor **nachhaltig** und **effizient** gestalten. Durch praxisnahe Ansätze und individuelle Beratung helfen wir Ihnen, nachhaltige Lösungen in Ihre Laborprozesse zu integrieren.

Dauer	Workshop
1 Tag	Fit für das nachhaltige Labor
2 Tage	Mit der Ecomapping [®] Methode Ihr Labor nachhaltiger gestalten



Hier gehts lang!

Scannen Sie jetzt den QR-Code!
www.neolab.de/nachhaltigkeitsberatung



Persönliche Beratung vor Ort und bundesweit:



Lh

Laura Hartman
HEAD OF EXTERNAL
SALES

+49 174 3378339
l.hartman@neolab.de



Ez

Dr. Eckart Zöllner
AREA SALES MANAGER,
PRODUCT SPECIALIST:
ZEISS

+49 174 3378329
e.zoellner@neolab.de



Jt

Jürgen Traunecker
PRODUCT SPECIALIST:
COYLAB ANEROBIC
CHAMBERS

+49 174 3378337
j.traunecker@neolab.de



Cr

Dr. Claudio Rolli
AREA SALES MANAGER

+49 174 3378326
c.rolli@neolab.de



Fg

Frank Gärtner
AREA SALES MANAGER

+49 174 3378332
f.gaertner@neolab.de



Hr

Heiko Rath
AREA SALES MANAGER,
PRODUCT SPECIALIST:
FLUICS

+49 174 3378325
h.rath@neolab.de

Bestellen Sie online unter neolab.de/easychoice

T: 06221 844244 • bestellung@neolab.de

neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9, 69123 Heidelberg
T: 06221 844244 • bestellung@neolab.de



Unternehmen mit finanziellem
Klimabeitrag

