



Das große Frühlingserwachen!

Der Frühling ist da und mit ihm die Zeit für neue Experimente und Entdeckungen.

Aktion gültig bis zum 31.05.2025

neoTape
online in
verschiedenen
Breiten und
Längen

ab 7,16€



Die Frühlingsaktion finden Sie online unter:
www.neolab.de/aktionen/fruehlingsaktion

*Gemeinsam
sind wir*

<small>Germanium</small> Ge <small>32,97</small>	<small>Nickel</small> Ni <small>58,69</small>	<small>Aluminium</small> Al <small>26,98</small>
---	--	---

neoLabLine Eisbad klein aus PS

Extrem gut **isoliertes Eisbad** aus doppelwandigem Polystrol. Der Hohlraum ist zur besseren Temperaturisolierung innen ausgeschäumt. Dadurch wird eine große Wärmedämmung erreicht.

➤ Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C

Online auch
Alu-Einsätze für
1,5 ml Reaktions-
gefäße erhältlich



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
1-6031	Eisbad klein aus PS, innen 210 x 140 x 80 mm	102,20 €	79,72 €

neoLabLine Leichte Eiswannen und Eiseimer

Die handlichen **Eiswannen und -eimer** bestehen aus PVC. Dadurch sind die Behälter sehr leicht und robust.



Art. Nr.	Leichte Eiswanne	Preis	Angebot
2-4991	Vol. 1 l, PVC, ohne Deckel, gelb	77,40 €	60,37 €
2-4992	Vol. 4 l, PVC, mit Deckel, rot	108,40 €	84,55 €
2-4993	Vol. 4 l, PVC, ohne Deckel, grün	101,20 €	78,94 €
2-4995	Vol. 4 l, PVC, mit Deckel, grün	108,40 €	84,55 €
2-4998	Vol. 4 l, PVC, ohne Deckel, gelb	101,20 €	78,94 €
2-4994	Vol. 9 l, PVC, ohne Deckel, gelb	146,50 €	114,27 €
2-4996	Vol. 9 l, PVC, ohne Deckel, schwarz	146,50 €	114,27 €

neoLab® XS® Vio

VioLab Tisch-pH-Messgeräte

Die **Online-Anleitung zur Einrichtung** und Kalibrierung ermöglicht eine einfache und sofortige Verwendung des Geräts.

Online auch
weitere
pH-Elektrode
erhältlich



Art. Nr.	neoLab XS Vio komplett Kit	Preis	Angebot
4-3100	pH 50 Vio komplett Kit inkl. pH Elektrode 201T mit Temperatur Sensor innen und BNC	364,00 €	283,92 €
4-3103	pH 60 Vio komplett Kit inkl. pH Elektrode 201T mit Temperatur Sensor innen und BNC	440,00 €	343,20 €
4-3116	pH 7 Vio komplett Kit inkl. pH Elektrode 201T mit Temperatur Sensor innen & BNC/Cinch	337,00 €	262,86 €

neoLabLine neoProtect

- Beidhändig tragbar , Puderfrei, Unsteril
- Angeraute Handfläche
- Keine Proteine enthalten
- Verpackung à 100 Stück



Ab 10 VE
nur 5,20 €

Art. Nr.	neoLabLine neoProtect	Preis	Angebot
1-8101	Nitrilhandschuhe, blau, puderfrei, Gr. S	11,30 €	5,75 €
1-8102	Nitrilhandschuhe, blau, puderfrei, Gr. M	11,30 €	5,75 €
1-8103	Nitrilhandschuhe, blau, puderfrei, Gr. L	11,30 €	5,75 €
1-8104	Nitrilhandschuhe, blau, puderfrei, Gr. XL	11,30 €	5,75 €

sunlab® Mini-Zentrifuge 3.0

Die **Sunlab® Minizentrifuge** unterstützt Sie bei der schnellen Aufbereitung kleiner Probenumfänge in Ihrem Labor. Die fixe Drehzahl von 7000 UpM wird von der kleinen Zentrifuge schnell erreicht. Das Ein- oder Ausschalten funktioniert ganz einfach durch das Öffnen oder Schließen des Deckels.



Im Vergleich zu anderen Mini Zentrifugen im Laborbereich kann der Deckel nach der Benutzung schnell ohne langes Nachlaufen des Rotors geöffnet werden. Durch eine gute Schallisolierung ist der Einsatz der Sunlab® Mini Zentrifuge mit 45 dB sehr geräuscharm. Der Rotorwechsel erfolgt bei dieser Zentrifuge ohne zusätzliches Werkzeug.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
D-8560	sunlab® Mini-Zentrifuge 3.0	164,10 €	123,08 €

Sunlab® Pipettierhelfer

Mit einem Gewicht von nur 190 g, einer ergonomischen Griffform und leichtgängigen Knöpfen ist er einfach zu bedienen und komfortabel in der Anwendung. Er verfügt über 8 verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Den **neuen leistungsstarken, handelsüblichen Akku** können Sie leicht ersetzen. Volumenbereich: 0.1 bis 100 ml



Art. Nr.	sunlab Pipettierhelfer	Preis	Angebot
D-8730A	digitaler Pipettierhelfer, special Edition	149,00 €	99,00 €

sunlab® Mini-Zentrifuge SMART

Die **Sunlab® Minizentrifuge** unterstützt Sie bei der schnellen Aufbereitung kleiner Probenumfänge in Ihrem Labor. Die fixe Drehzahl von 7000 UpM wird von der kleinen Zentrifuge schnell erreicht. Das Ein- oder Ausschalten funktioniert ganz einfach durch das Öffnen oder Schließen des Deckels.



Im Vergleich zu anderen Mini Zentrifugen im Laborbereich kann der Deckel nach der Benutzung schnell ohne langes Nachlaufen des Rotors geöffnet werden. Durch eine gute Schallisolierung ist der Einsatz der Sunlab® Mini Zentrifuge mit 45 dB sehr geräuscharm. Der Rotorwechsel erfolgt bei dieser Zentrifuge ohne zusätzliches Werkzeug.

Art. Nr.	sunlab® Mini-Zentrifuge SMART	Preis	Angebot
D-8570	SU1570 mit Timer und Kombirotor	288,00 €	216,00 €

neolabLine® Mini Star Zentrifuge

Die **Hochgeschwindigkeits-Mikrozentrifuge SU 1570 mit Timer und Kombirotor** bietet eine maximale Geschwindigkeit von 10.000 U/min (7490xg) Die Zentrifuge ist kompatibel mit 0.5/1.5/2mLx12 Rörhchen, 4xPCR8 Streifen und 0.2mLx44 PCR Rörhchen. Sie unterstützt sanftes Bremsen und Sofortstopp-Modi.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
D-6020	Mini Star Zentrifuge	220,40 €	171,91 €

Uvex Schutzbrille x-fit Bügel

- › optimalen Augenraumabdeckung, nur 23 Gramm



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
1-1631	Uvex Schutzbrille x-fit Bügel schwarz	-15,79 €	7,50 €

neoCulture Zellsiebe

Für eine Saubere Auftrennung von Zellsuspensionen.

- › robuste Polypropylen Gehäuse: steril und unsteril erhältlich
- › passt auf 15-ml-Zentrifugenröhrchen & Standard-Probenröhrchen (9,5 mm Innen-Ø)



Art. Nr.	neoCulture Zellsiebe	Preis	Angebot
C-8229	Zellsiebe, 100 µm, unsteril, 60 St.	-99,10 €	74,33 €
C-8236	Zellsiebe, 100 µm, steril, 20 St.	-52,50 €	39,38 €
C-8252	Zellsiebe, 40 µm, unsteril, 60 St.	-99,10 €	74,33 €
C-8253	Zellsiebe, 70 µm, unsteril, 60 St.	-99,10 €	74,33 €
C-8254	Zellsiebe, 40 µm, steril, 20 St.	-46,70 €	35,03 €
C-8255	Zellsiebe, 70 µm, steril, 20 St.	-46,70 €	35,03 €
C-8243	Zellsiebe für Spritzen, 100 µm, unsteril, 60 St.	-118,40 €	88,80 €
C-8250	Zellsiebe für Spritzen, 100 µm, steril, 20 St.	-53,30 €	39,98 €
C-8256	Zellsiebe für Spritzen, 40 µm, unsteril, 60 St.	-118,40 €	88,80 €
C-8257	Zellsiebe für Spritzen, 70 µm, unsteril, 60 St.	-118,40 €	88,80 €
C-8258	Zellsiebe für Spritzen, 40 µm, steril, 20 St.	-53,30 €	39,98 €
C-8259	Zellsiebe für Spritzen, 70 µm, steril, 20 St.	-53,30 €	39,98 €

neoCulture Zellsiebe für Zentrifugenröhrchen

Die verschiedenen Porengrößen bieten unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Sie sind passend für 50 ml Zentrifugenröhrchen, hergestellt aus Polypropylen und Nylongewebe. Steril und pyrogenfrei



- › 100 Stück/ Pack, einzeln verpackt

Art. Nr.	Zellsiebe für Zentrifugenröhrchen 50 ml	Preis	Angebot
C-8260	Zellsiebe 40 µm, violett	-114,60 €	85,95 €
C-8261	Zellsiebe 70 µm, orange	-114,60 €	85,95 €
C-8262	Zellsiebe 100 µm, grün	-114,60 €	85,95 €

neoCulture Zentrifugenröhrchen

Mit weißem Beschriftungsfeld, transparent und mit hoher chemischer Beständigkeit aus PP. Mit präziser Graduierung durch schwarzen Aufdruck.



- › steril
- › 500 Stück/ Pack

Art. Nr.	neoCulture Zellkulturflaschen	Preis	Angebot
C-8215	PP 15 ml, konisch, 10 x 50 St., steril	-122,80 €	92,10 €
C-8216	PP 50 ml, konisch, 20 x 25 St., steril	-129,00 €	96,75 €
C-8217	PP 50 ml, mit Stehrand, 20 x 25 St., steril	-167,60 €	125,70 €

neoCulture Zellkulturflaschen



Sie eignen sich mit der behandelten Oberfläche perfekt für das Zellwachstum adhärenter Zellen.

Die Oberfläche ist flach und frei von Streifenbildung, um die nutzbare Wachstumsfläche zu maximieren. Mit Belüftungskappe (C-8200 bis C-8202) oder Gasaustauschkappe (C-8203 bis C-8205) erhältlich.

- › Sterilisiert durch Gammastrahlung, DNase-/RNase-frei, pyrogen-frei
- › eingravierte Graduierung, leicht stapelbar, gesonderter Bereich für Markierungen

Art. Nr.	neoCulture Zellkulturflaschen	Preis	Angebot
C-8203	25 cm ² , 50 ml, PS, Gasaustauschkappe 10 x 20 St.	160,00 €	120,00 €
C-8204	75 cm ² , 293 ml, PS, Gasaustauschkappe, 5 x 20 St.	185,80 €	139,35 €
C-8205	175 cm ² , 580 ml, PS, Gasaustauschkappe, 8 x 5 St.	113,50 €	85,13 €

moonlab® Zentrifugenröhrchen, PP



- › Konisch, aus PP mit Schraubverschluss aus PE.
- › Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 121 °C
- › Zentrifugierbar bis 8.600 g für 15 ml und bis 9.000 g für 50 ml
- › Pyrogenfrei, steril (Gammastrahlung), graduiert mit Beschriftungsfeld
- › Im Rack o. im Beutel (20 Beutel à 25 St. pro VE)

Art. Nr.	moonlab Zentrifugenröhrchen	Preis	Angebot
4-0001	15 ml, konisch, klar, flache Kappe, steril	118,70 €	89,03 €
4-0003	50 ml, konisch, klar, flache Kappe, steril	123,80 €	92,85 €

Moonlab® Serologische Pipetten



- › aus Polystrol, sterilisiert und einzeln verpackt
- › Wattebausche als Schutz vor Kontamination
- › universelles Mundstück zum passgenauen Einstecken
- › größeres Pipettiervolumen durch Negativskalierung
- › Farbcodierung erleichtert die Identifikation der richtigen Pipette

Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
4-0130	Moonlab Serologische Pipetten 1 ml, 500 St.	81,50 €	61,13 €
4-0131	Moonlab Serologische Pipetten 2 ml, 500 St.	94,90 €	71,18 €
4-0132	Moonlab Serologische Pipetten 5 ml, 200 St.	57,80 €	43,35 €
4-0133	Moonlab Serologische Pipetten 10 ml, 200 St.	65,00 €	48,75 €
4-0134	Moonlab Serologische Pipetten 25 ml, 150 St.	81,50 €	61,13 €
4-0135	Moonlab Serologische Pipetten 50 ml, 100 St.	111,50 €	83,63 €

moonlab® Reaktionsgefäße, PP




- › zentrifugierbar bis 14.000 rpm, DNase- und RNase-frei
- › 500 Stück/ Pack, mit Graduierung und Beschriftungsfeld
- › Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 121 °C (autoklavierbar)

Sie passen in allen gängigen Zentrifugen für Gefäße mit einem Ø von 13 mm.

Art. Nr.	moonlab Reaktionsgefäße	Preis	Angebot
4-0012	Reaktionsgefäße 0.5 ml	22,10 €	16,58 €
4-0013	Reaktionsgefäße 1.5 ml	22,10 €	16,58 €
4-0084	Reaktionsgefäße mit Safelock 1.5 ml	22,40 €	16,80 €

neoRack® biobased Jetzt wird nachhaltig!

Das zusammensteckbare neoRack biobased ist ein praktisches Röhrchengestell, welches sich schnell zusammenbauen und zerlegen lässt sodass es einfach im Labor verstaut werden kann.



Besonderheiten:

- Biobasierter Kunststoff mit 95% erneuerbarem Kohlenstoff
- Herstellung CO₂-negativ, da Kohlenstoff im Kunststoff gespeichert wird
- Ersparnis von 2,6 kg CO₂ pro kg Kunststoff gegenüber fossilem PP

Art. Nr.	neoRack biobased	Preis	Angebot
2-1660	grün/violett, PE, für 9 x 9 Gefäße 13 mm	-10,84 €	8,46 €
2-1661	grün/gelb, PE, für 7 x 7 Gefäße 16 mm	-10,84 €	8,46 €
2-1662	grün/blau, PE, für 6 x 6 Gefäße 20 mm, für 15 ml Zentrifugenröhrchen	-10,84 €	8,46 €
2-1663	grün/weiß, PE, für 5 x 5 Gefäße 25 mm	-10,84 €	8,46 €
2-1664	grün/rosa, PE, für 4 x 4 Gefäße 30 mm, für 50 ml Zentrifugenröhrchen	-10,84 €	8,46 €

neoTape® Rainbow Pack

Beschriftungs-Klebebänder in bester Qualität im praktischen Vorratspack. 10 Rollen neoTape in den gebräuchlichsten Farben. Jede Rolle 13 mm breit und 12,7 m lang, in einem Multitape-Dispenser.



Online auch
einzelne Farben
erhältlich

Enthalten: Weiß, Gelb, Grün, Orange, Rot, Pink, Blau, Rosé, Violett und Lavendel.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
2-6240	Beschriftungsklebebänder Rainbow Pack	149,10 €	116,30 €

neoTape® Beschriftungsklebeband Sortimentspack

- beschriftbar mit: Bleistift, Kugelschreiber, Filzstift, usw.
- rückstandslos ablösbar, wieder aufklebbar
- beständig gegen Öl, Wasser und Säure
- temperaturbeständig von: -23°C bis +121°C
- Rolle: 12,7 m lang, 19 mm breit, Innendurchmesser 2,54 cm



Enthalten: Je eine Rolle Weiß, Gelb, Grün, Rot und Blau.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
2-6200	Beschriftungsklebebänder Sortimentspack	42,80 €	33,38 €